

## はじめに...

- 貸出しの対象は、事業所や団体等です。  
個人への貸出しは行っておりません。
- 借用を希望する際は、あらかじめ最寄りの消防署（消防出張所）へ借用を希望する旨、ご相談ください。
- 借用の際は、普及啓発用資機材借用申請書（様式第11号）を借用元の消防署（消防出張所）へ提出してください。
- 借用の際は、取扱いの説明を十分に受けてください。
- 借用前と借用後は、職員と一緒に破損や汚れ、数量などを確認してください。
- 使用に際しては、破損等に十分注意してください。
- 破損や亡失があった場合は、その旨を必ず申告してください。状況により修復していただく場合もあります。
- ご不明な点は最寄りの消防署へお気軽にお問い合わせください。



## いざという時のために！！

### ♡救急講習を利用しましょう

入門コース・普通救命講習・上級救命講習など、ご希望に合わせた講習を開催しています

### ♡公式動画を利用しましょう

熊本市公式 youtube チャンネルでは、救急や消防に関する動画を公開しています



熊本市 HP 救急講習

応急手当を学びませんか？

検索

熊本市公式 youtube

熊本市 119 動画

検索



### 【お問い合わせ】

熊本市中央消防署	3 7 1 - 0 1 1 9
熊本市東消防署	3 6 7 - 0 1 1 9
熊本市西消防署	3 2 5 - 0 1 1 9
熊本市南消防署	2 1 2 - 0 1 1 9
熊本市北消防署	3 2 7 - 0 1 1 9
益城西原消防署	2 8 6 - 2 1 1 9
消防局警防部救急課	3 6 3 - 2 1 2 7

## 訓練用 A E D

## 利用ガイド

【Laerdal 版】



自動体外式除細動器

熊本市消防局

# Laerdal AED Trainer 2 使用手順



## ① 電源ボタンを押し、電源を入れる

「ピー」という電子音が鳴り、  
つづいてアナウンスが始まります



## ② パッドを貼り付ける

訓練用パッドを袋から取り出し、  
蘇生訓練用人形の肌にはり付けます  
※パッドを貼り付ける間も、なるべく  
胸骨圧迫を中断しないようにしましょう



## ③ コネクタを接続する

両方のパッドを貼り終えたら、パッドの  
コネクタを AED 本体の接続部に接続し  
ましょう



- ・ 訓練用の AED ですので、救命には使用できません。
- ・ 本機は訓練シナリオ進行のため、左記の手順に従ってください。
- ・ 機械の仕様上、パッドの貼付けとコネクタ接続の手順を逆に行うと、パッドを貼る前に心電図解析パートへ進行してしまいます。
- ・ 訓練終了後は、触れた部分を消毒・清拭し、丁寧に収納してください。
- ・ 訓練用パッドのコード部分は破損しやすい箇所です。パッドを剥がす際は、コード部分を引っ張らず、根元から丁寧に剥がしてください。
- ・ 訓練用パッドをもとの台紙（白い面）に貼り、コードを丸くまとめて袋に収納してください。

訓練用 AED のアナウンスが心電図解析パートに進行します  
訓練用 AED のアナウンスに従って訓練を進めてください

